

## *Jokisch* **Emulsionspflegekoffer**

---

*Für alle Messungen nach TRGS 611*

- Handrefraktometer Standard 32
- Thermometer für die Bestimmung der Proben temperatur
- Plastikbecher für die Probenentnahme
- Nitrit-Teststäbchen ( 100 Stück )
- Nitrat-Teststäbchen ( 100 Stück )
- Gesamthärte-Teststäbchen ( 100 Stück )
- pH-Teststäbchen ( 100 Stück )
- Bakterien-Testbesteck ( 3 Teströhrchen )
- Emulsionsprüfungsprotokoll

